



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

'LIRA' Equipo para tratamiento de úlceras por presión

ref: AD991

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones-dinamicos/lira-equipo-para-tratamiento-de-ulceras-por-presion>



Sistema de compresor y colchón alternante para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión, en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de bajo a medio. Ciclo alternante de 6 minutos. Compresor potente y silencioso con un caudal de 8 litros x minuto.

CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR

- Presión regulable: 40 - 70 mm Hg
- Caudal: 8 litros / minuto
- Ciclo: 6 minutos





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor	Peso compresor
AD991	200 x 90 x 11cm	12cm	26cm	8cm	1,10kg

