



Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Cojín anatómico 'Duo Form'

ref: C12

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cojines/cojin-anatomico-duo-form>



Lo último en el diseño de cojines para la prevención de úlceras por presión: innovadora combinación de dos tipos de gel y espuma de alta densidad para conseguir un cojín anatómico de óptima prevención de las úlceras por presión y que a la vez favorezca una buena estabilidad y proporcione confort. Los diferentes materiales se moldean a la vez, son totalmente solidarios entre sí de manera que no se mueven dentro de la funda del cojín.

Nuevo concepto multidensidad:

- **ZONA BLANCA:** gel fluido de última generación, visco elástico y de menor densidad que garantiza un buen reparto de las presiones en las zonas de mayor riesgo: isquion y sacro.
- **ZONA AZUL:** gel fluido de mayor densidad para las partes del cuerpo con menor riesgo, para garantizar una buena estabilidad y el máximo confort.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas	Peso máximo de carga
C12A	42 x 42 cm	100 kg
C12B	45 x 42 cm	120 kg

