



VAC Series

Aspiración de Secreciones

Los aspiradores Apex permiten extraer todo tipo de secreciones favoreciendo la extracción de las mismas. Con un diseño moderno y compacto que facilita su transporte y el control de infecciones.

APEX
Wellell Group



VacPRO

Aspirador de uso doméstico muy ligero (2,8 kg).



VacMAXI

Mayor potencia de aspiración, hasta 46 litros por minuto.



VacPLUS

Para unidades móviles gracias a sus dos baterías recargables.



Diseño ergonómico fácil de transportar



Depósito de 1.800 ml y desechables opcionales



Regulador de presión



Control remoto en VacPLUS

Descripción de producto	VacPRO	VacMAXI	VacPLUS
Referencia	0210002	0210001	0210003
Descripción de accesorios			
Depósito 1.800 ml	0210005	0210005	0210005
Depósito desechable 800 ml	0210023	0210023	0210023
Sonda CH 18	0210022	0210022	0210022
Adaptador para coche			0210017
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso			
	4,35 kg	23 x 38 x 33,2 cm	5,35 kg

Especificaciones técnicas	VacPRO	VacMAXI	VacPLUS
Dimensiones (largo x ancho x alto)	35,2 x 20,6 x 19,3 cm		
Peso	2,8 kg	4,4 kg	3,3 kg
Voltaje	AC 230 VAC, 50 Hz		
Batería recargable	2 uni x 6V, 2,8A		
Consumo eléctrico	90W	100W	40W
Máxima presión de succión	600mmHg (ajustable)		
Flujo máximo	24 l/min	46 l/min	24 l/min
Capacidad depósito	800 ml	800 ml	800 ml
Nivel sonoro	<55 dBA	<60 dBA	<55 dBA
Certificados	Class II Tipo BF		
Garantía	2 años, no incluidos accesorios y recambios		



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com